

HIFU

Sveltia

Efecto lifting

Efecto lipolítico

Sin intervención
quirúrgica

Aplicación ✓ Facial
✓ Corporal



Produce la contracción inmediata de las fibras de colágeno existentes, así como la neocolagénesis y elastogénesis a medio plazo. Permite incidir en todos los niveles de la piel: epidermis, dermis profunda y SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System), siendo esta última estructura de vital importancia en la arquitectura facial.

TRANSDUCTOR 1,5mm:

Reducción de poros y arrugas, acné, tonificación de la piel, rejuvenecimiento facial, arrugas periorbitales superiores (patas de gallo).

TRANSDUCTOR 3,0mm:

Arrugas periorbitales inferiores (párpado inferior), reducción de surco naso-geniano.

TRANSDUCTOR 4,5mm:

Lifting – Especial para tratamiento de flacidez de cuello y papada.

TRANSDUCTOR CORPORAL 13mm:


Doble efecto: efecto reductor a nivel de grasa subcutánea, efecto tensor mejorando la flacidez y el tono de la piel.





CABEZAL
ERGONÓMICO
Y LIVIANO

CARTUCHOS TRANSDUCTORES DE ALTA ENERGÍA
FACIALES: 3 j/cm^2 CORPORALES: 5 j/cm^2



Emisión uniforme de la energía durante la vida útil del cartucho.



EFICACIA CLÍNICAMENTE PROBADA



Imágenes cedidas por: Dra. Gabriela Corin y Dra. Mariana Molina

EFICACIA CLÍNICAMENTE PROBADA



Imágenes cedidas por: Dra. Gabriela Corin y Dra. Mariana Molina

* En tratamientos corporales, Sveltia reduce de media entre 3-4 mm el pliego, medido con adipometro. En este caso se reduce entre 5-7 mm.

Distribuidor en exclusiva de Sveltia para España,
Portugal, Andorra y Marruecos:


salud & belleza

Irradia Salud y Belleza S.L.
Tel.: (+34) 952 297 052
Email: info@irradia.com.es
www.irradia.com.es

